

Измеритель артериального давления In Medical

ИМ-7.116462

автоматический, осциллометрический, на плечо,
давление 20-280 мм рт. ст., пульс 40-240 уд./мин

Интеграл ОАО, Беларусь



Характеристики

Тип	автоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на плечо
Диапазон давления	20-280 мм рт. ст.
Диапазон пульса	40-240 уд./мин
Размеры	135×110×85 мм

Описание

Измеритель артериального давления In Medical предназначен для неинвазивного измерения систолического и диастолического артериального давления на основе осциллометрического принципа на плечевой артерии, а также отображения частоты пульса. Прибор предназначен для использования в медицинских учреждениях и для индивидуального пользования.

Метод измерения: осциллометрический метод

Диапазон давления: 20-280 мм рт. ст.

Диапазон пульса: 40-240 уд./мин.

Память: 199 значений (с указанием даты и времени).

Питание:

- 4 батарейки AA / 1.5 V
- сетевой адаптер

Размер: 135×110×85 мм (без манжеты)

Вес: 400 гр.

Комплектность поставки

1. Блок измерительный
2. Манжета или набор манжет (22-43) см и (или) (18-26) см и (или) (22-32) см
3. Руководство по эксплуатации
4. Элементы питания типа АА 4 шт.
5. Сетевой адаптер