

Кабинет рентгенодиагностический передвижной «Пульмоэкспресс-011»

ИМ-7.5929/2410

АРМ оператора / место для ожидания / низкодозный
«цифровой флюорограф» / раздевалка для пациентов
/ умывальник / шкаф

АДВИН Смарт Фэктори ЗАО, Беларусь



Характеристики

Состав

АРМ оператора / место для ожидания / низкодозный
«цифровой флюорограф» / раздевалка для пациентов /
умывальник / шкаф

Дополнительные характеристики

Комплекс является флюорографическим рентгеновским кабинетом, в котором расположен низкодозный флюорограф ПУЛЬМОСКАН. Мобильная цифровая рентгеновская флюорографическая система, предназначена для получения цифровых рентгенографических изображений органов грудной клетки для целей скрининговой и диагностической пульмонологии, то есть, для ранней диагностики туберкулеза, онкологических и других заболеваний органов грудной клетки.