

Калибровочная плазма Diagon Dia-CAL Spec

ИМ-7.110153 до 24.06.2026

система открытая, для анализаторов Diagon серия Coag, калибровочная плазма

Diagon Kft., Венгрия



Характеристики

Система	открытая	
Для анализаторов	Diagon серия Coag	
Параметр определения	калибровочная плазма	
Фасовка	каталожный номер	калибровочная плазма
	09605	5 фл x 1 мл

Описание

Калибровочная плазма Diagon **Dia-CAL Spec** – калибровочная плазма может быть использована в качестве эталонной плазмы при анализе факторов II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII и протеина S (общего и свободного), а также хромогенных анализов, включая протеин С и плазминоген.

Калибратор Dia-CAL Spec получают из антикоагулированной, лиофилизированной, пулированной человеческой плазмы человека от здоровых доноров с добавлением консерванта.

Срок годности: 24 мес

Стабильность после вскрытия: до 4 ч при 2-8°C

Каталожный номер: 09605