

Калибровочная плазма Diagon Dia-CAL

ИМ-7.110153 до 24.06.2026

система открытая, для анализаторов Diagon серия Coag, калибровочная плазма

Diagon Kft., Венгрия



Характеристики

Система	открытая
Для анализаторов	Diagon серия Coag
Параметр определения	калибровочная плазма
Фасовка	каталожный номер калибровочная плазма
	95012 12 фл x 1 мл

Описание

Калибровочная плазма Diagon **Dia-CAL** – предназначен для калибровки следующих коагуляционных тестов:

- протромбиновое время (ПВ)
- фибриноген (Фибр)
- антитромбин III (АТ III).

Калибратор Dia-CAL получают из антикоагулированной, лиофилизированной, пулированной человеческой плазмы человека от здоровых доноров с добавлением консерванта.

Срок годности: 24 мес

Стабильность после вскрытия: 30 суток при -20°C

Каталожный номер: 95012