

Калибровочная плазма ТС МультиТех-Калибратор

ИМ-7.114771

система открытая, калибровочная плазма

Фирма Технология-Стандарт ООО, Россия



Характеристики

Система	открытая
Параметр определения	калибровочная плазма

Описание

МультиТех-Калибратор – калибровочная плазма для получения калибровочных значений и построения калибровочных кривых на автоматических и полуавтоматических коагулометрах, а также фотометрах в методах для исследования системы гемостаза.

Аттестован по 12 параметрам:

- АПТВ / АЧТВ
- протромбиновое время
- показатель по Квику
- тромбиновое время
- анцистроновое время
- фибриноген
- антитромбин
- плазминоген
- протеин С
- коагуляционный фактор VIII
- коагуляционный фактор IX
- коагуляционный фактор XIII