

Камера увлажнителя Fisher & Paykel MR340E

ИМ-7.110423

многоцветная, с ручным наполнением, неонатальная / детская, коннекторы 15F/22M

Fisher & Paykel Healthcare Limited, Новая Зеландия



Характеристики

Тип	многоцветная
Вид	с ручным наполнением
Назначение	неонатальная / детская
Коннекторы	15F/22M

Дополнительные характеристики

Детская многоцветная камера увлажнителя Fisher & Paykel MR340E может быть использована с любым увлажнителем производства Fisher & Paykel Healthcare для обеспечения оптимального увлажнения дыхательной смеси для интубированных и не интубированных пациентов.

Малый объем сжатия MR340E идеально подходит для применения у пациентов детского и неонатального возраста.

Камера может заполняться стерильной водой из флакона (мешка) с помощью системы капельного долива, сохраняя таким образом закрытую систему, или заполняться вручную через порт поступающей газовой смеси.

Технические характеристики

- Вход/выход: 15F/22M.
- Максимальная ёмкость воды: 230 мл.
- Сжимаемый объём пустой / заполненной камеры: 360 / 130 мл.
- Максимальный пиковый поток: 70 л/мин.
- Комплаенс: 0.15-0.35 мл/см H₂O.
- Максимальное рабочее давление: 20 кПа.