

## Камера увлажнителя Intersurgical 2310000

ИМ-7.113857

одноразовая, самозаполняющаяся, взрослая,  
коннекторы 22М/22М

Intersurgical Ltd., Великобритания



### Характеристики

---

Тип	одноразовая
Вид	самозаполняющаяся
Назначение	взрослая
Коннекторы	22М/22М

### Дополнительные характеристики

---

**Камера увлажнителя самозаполняющаяся Intersurgical 2310000** – камера увлажнения, в которой во время работы автоматически поддерживается постоянный уровень жидкости. Используется для активного подогрева и увлажнения газов, подаваемых пациентам всех возрастов в процессе искусственной вентиляции лёгких, в том числе во время CPAP терапии.

**Эффективный объём:** 395 мл.

**Максимальный пиковый поток:** 180 л/мин.

#### Комплектация

Камера имеет прозрачный корпус, антипригарное покрытие дна, два вход/выход соединительных коннектора 22М, градуировку минимум/максимум, двухступенчатый поплавковый клапан дозирования, продольноармированный шланг подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления.

**Материалы:** полипропилен, полиэтилен, алюминий.

#### Модификации

- 2310000 – камера увлажнителя самозаполняющаяся, в упаковке 30 шт.
- 2310000S – камера увлажнителя самозаполняющаяся, стерильная, в упаковке 30 шт.