

## Кардиостимулятор PACE 203H наружный двухкамерный (DDD)

ИМ-7.111581 до 01.04.2027

кардиостимулятор двухкамерный, режим работы AAI /  
DDD / VVI / VDD, стимуляция 30-220 имп/мин,  
высокочастотная стимуляция 70-1000 имп/мин,  
импульс 0.05-1.5 мс, чувствительность 0.2-20 мВ,  
размеры 212×96×51 мм, масса 0.49 кг

Осыпка Medical GmbH, Германия

