

Экран рентгеновский усиливающий Kiran Green

ИМ-7.100345/2406

экран усиливающий, зеленочувствительный, 13×18 см
/ 15×30 см / 15×40 см / 18×24 см / 18×43 см / 20×40 см
/ 24×24 см / 24×30 см / 30×30 см / 30×35 см / 30×40 см
/ 35×35 см / 35×43 см / 40×40 см / 30×60 см / 30×90 см
/ 30×120 см



Kiran Medical Systems, Индия

Характеристики

Тип	экран усиливающий
Вид	зеленочувствительный
Размеры	13×18 см / 15×30 см / 15×40 см / 18×24 см / 18×43 см / 20×40 см / 24×24 см / 24×30 см / 30×30 см / 30×35 см / 30×40 см / 35×35 см / 35×43 см / 40×40 см / 30×60 см / 30×90 см / 30×120 см