

Кассета для рентгеновских пленок Kiran Green с экранами рентгеновскими усиливающими

ИМ-7.100345/2406

кассета с экраном усиливающим,
зеленочувствительный, класс усиления 400, 13×18 см
/ 15×30 см / 15×40 см / 18×24 см / 18×43 см / 20×40 см
/ 24×24 см / 24×30 см / 30×30 см / 30×35 см / 30×40 см
/ 35×35 см / 35×43 см / 40×40 см / 30×60 см / 30×90 см
/ 30×120 см



Kiran Medical Systems, Индия

Характеристики

Тип	кассета с экраном усиливающим
Вид	зеленочувствительный
Класс усиления	400
Размеры	13×18 см / 15×30 см / 15×40 см / 18×24 см / 18×43 см / 20×40 см / 24×24 см / 24×30 см / 30×30 см / 30×35 см / 30×40 см / 35×35 см / 35×43 см / 40×40 см / 30×60 см / 30×90 см / 30×120 см