

Кассета гистологическая DiaTrust EstaSette

ИМ-7.113561

гистологическая кассета, полиацеталь

DiaTrust Medical, Китай



Характеристики

Кассета	гистологическая
Материал	полиацеталь

Описание

Гистологическая кассета EstaSette предназначена для стандартной проводки, инфильтрации, заливки и микротомирования гистологических образцов. Конструкция разработана для экономичной работы со стандартными многоразовыми металлическими крышками и для надежной фиксации в адаптерах микротомов.

Модификации:

- 1. EstaSette 03 – с круглыми отверстиями 2.4 мм, без крышки.
- 2. EstaSette 13 – с прямоугольными отверстиями 5×1 мм, без крышки.
- 3. EstaSette 23 – с квадратными отверстиями 1.6×1.6 мм, без крышки.

Каждая модификация доступна в моделях ЕС – ??? ???????????????? ? ????????? ?????????? ?????????? ? LC – ??? ?????????? ?????????? ??????????.

Материал: Р.О.М. (полиацеталь) – 100% устойчива к действию типичных гистологических растворителей и химических реагентов.

Конструкция: две большие боковые панели и наклонная маркировочная поверхность спереди под углом 45°.

Совместимость крышек: подходит для использования со стандартными металлическими крышками, в том числе DiaTrust CL03.

Стандартные цвета:

- белый
- розовый
- желтый
- желто-коричневый
- цвет морской волны
- зеленый

- синий
- фиолетовый
- персиковый
- оранжевый