

Кассета гистологическая DiaTrust LocSette

ИМ-7.113561

гистологическая кассета, полиацеталь

DiaTrust Medical, Китай



Характеристики

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Кассета  | гистологическая |
| Материал | полиацеталь     |

Описание

**Гистологическая кассета LocSette** предназначена для проводки, заливки и микротомирования гистологических образцов. Кассета имеет компактную конструкцию с утопленной крышкой для экономии пространства.

Модификации:

- 1. LocSette 09 – с прямоугольными отверстиями 5×1 мм, с утопленной съёмной крышкой и защёлкой.
- 2. LocSette 10 – с квадратными отверстиями 0.9×0.9 мм, с утопленной съёмной крышкой и защёлкой.
- 3. LocSette 16 – с прямоугольными отверстиями 5×1 мм, со съёмной крышкой и двойным замком.

Каждая модификация доступна в моделях ЕС – ??? ???????????????? ? ???????? ?????????? ?????????? ? LC – ??? ?????????? ?????????? ??????????.

**Материал:** Р.О.М. (полиацеталь), устойчивый к воздействию стандартных гистологических растворителей.  
**Маркировочная зона:** фронтальная, с наклоном 45°

Стандартные цвета:

- белый
- розовый
- желтый
- желто-коричневый
- цвет морской волны
- зеленый
- синий
- фиолетовый
- персиковый

- оранжевый

|      |      |      |       |        |        |       |      |     |       |        |       |
|------|------|------|-------|--------|--------|-------|------|-----|-------|--------|-------|
| 00   | 02   | 07   | 08    | 09     | 10     | 11    | 12   | 15  | 16    | 17     | 19    |
| Aqua | Blue | Grey | Green | Purple | Orange | Peach | Pink | Tan | White | Yellow | Lilac |