

Кассета гистологическая DiaTrust OneSette

ИМ-7.113561

гистологическая кассета, полиацеталь

DiaTrust Medical, Китай



Характеристики

Кассета	гистологическая
Материал	полиацеталь

Описание

Гистологическая кассета OneSette предназначена для проводки, заливки и микротомирования гистологических образцов. Кассета имеет цельную конструкцию с интегрированной крышкой, что обеспечивает удобное открытие и закрытие одной рукой, а также предотвращает потерю крышки в процессе работы.

Модификации:

1. OneSette 01 – с квадратными отверстиями 1.6×1.6 мм.
2. OneSette 02 – с прямоугольными отверстиями 5×1 мм.
3. OneSette 04 – с квадратными отверстиями 0.9×0.9 мм.

Каждая модификация доступна в моделях ЕС – ??? ???????????????? ? ???????? ?????????? ?????????? ? LC – ??? ?????????? ?????????? ??????????.

Конструкция: цельная кассета с крышкой (snap-latch, hinge-lock).
Материал: Р.О.М. (полиацеталь), устойчивый к воздействию стандартных гистологических растворителей.
Маркировочная зона: фронтальная, с наклоном 45°

Стандартные цвета:

- белый
- розовый
- желтый
- желто-коричневый
- цвет морской волны
- зеленый
- синий
- фиолетовый

- персиковый
- оранжевый

