

Кассета стерилизационная RENO SA

ИМ-7.106684/2305

для стерилизаторов RENOSEM, в упаковке 20 шт.

RENOSEM Co., Ltd., Южная Корея



Характеристики

Для стерилизаторов	RENOSEM
В упаковке	20 шт.

Дополнительные характеристики

Кассета стерилизационная RENO SA – предназначена для стерилизации медицинских изделий в низкотемпературных плазменных стерилизаторах производства Renosem. Кассета RENO SA представляет одноразовую герметичную кассету с резиновым колпачком.

Кассета RENO SA рассчитана на:

- 1 цикл – в стерилизаторе RENO-S30
- 1 цикл – в стерилизаторе RENO-D50

Действующее вещество (стерилизующий агент): 50% раствор пероксида водорода.

Объем кассеты: 4 мл.

Условия хранения: комнатная температура 5°C □ 30°C.

Срок годности: 12 месяцев.