

Каталка медицинская Nitrocare NTCR SD01

ИМ-7.117773

каталка

Nitrocare Medikal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim
Sirketi, Турция



Характеристики

Тип	каталка
Ложе	металлический лист

Дополнительные характеристики

Каталка медицинская гидравлическая NTCR SD 01 представляет собой многофункциональное мобильное устройство, предназначенное для безопасной перевозки лежачих пациентов, в том числе в послеоперационный период, в пределах медицинского учреждения. Продукт разработан с учетом требований безопасности и эргономики, обеспечивая возможность проведения необходимых лечебных и диагностических процедур непосредственно на каталке.

Область применения: приемные отделения, операционные блоки, отделения интенсивной терапии и реанимации, профильные стационары.

Функциональные особенности и преимущества

- **Гидравлическое управление:** плавная регулировка высоты ложа и перевод в положения Тренделенбурга и АнтиТренделенбурга ($14^{\circ}/14^{\circ}$) осуществляются при помощи ножных педалей, расположенных с обеих сторон ходовой части.
- **Регулировка секции спины:** подъем спинной секции до угла 90° обеспечивается гидравлическим приводом (газ-лифтами) и регулируется специальной рукояткой в изголовье, которая также выполняет функцию рычага CPR для экстренного опускания ложа.
- **Безопасность пациента:** каталка оснащена складными боковыми односекционными ограждениями решетчатого типа из металла. Ограждения выдерживают нагрузку до 100 кг и надежно фиксируются в поднятом положении специальными крюками.
- **Надежная конструкция:** сварной каркас ложа и ходовой части выполнен из стальных труб профильного сечения с антистатическим полимерным порошковым покрытием (толщиной не менее 40 мкм), устойчивым к многократной дезинфекции.
- **Маневренность и тормозная система:** модель установлена на четыре одинарных пластиковых колеса диаметром 125 мм с вращением на 360° . Центральная система блокировки со стороны изножья позволяет блокировать все колеса одновременно или активировать линейное положение для движения по прямой.

- **Пятое колесо:** дополнительное колесо диаметром 125 мм в центре ходовой части улучшает маневрирование на поворотах и снимает остаточное статическое электричество.
- **Защита и гигиена:** по углам рамы ложа установлены дисковые протекторы-бамперы диаметром 125 мм для предотвращения ударов о стены. Ложе состоит из металлических секционных панелей, удобных для санитарной обработки.

Основные параметры модели NTCR SD 01

Габаритные размеры (Д×Ш)	2095×840 мм
Размеры ложа (Д×Ш)	2000×600 мм
Диапазон регулировки высоты	540-815 мм
Максимальная нагрузка	225 кг
Угол подъема спинной секции	90°
Положения Тренделенбург / АнтиТренделенбург	14° / 14°
Масса каталки	85 кг
Диаметр колес	125 мм

Комплектация и дополнительные принадлежности

- Матрац из пенополиуретана (толщина 130 мм) во влагоотталкивающем паропроницаемом чехле.
- Телескопическая инфузионная стойка с регулировкой по высоте и 2 или 4 крючками.
- Корзина для вещей пациента под ложем в зоне изголовья (нагрузка до 10 кг).
- Держатель для кислородного баллона в зоне изножья.
- Держатель для полотенца.
- Складные рукоятки в изголовье для удобства перемещения персоналом.
- Ремни для фиксации пациента (3 шт.) и ограничители для матраца.
- Интегрированный в раму указатель угла наклона ложа.

Сравнительные характеристики каталок серии SD

Параметр	SD 01	SD 01 P	SD 02	SD 05	SD 08
Назначение	Взрослая	Детская	Для МРТ	Улучшенная	Гигиеническая
Габариты (Д×Ш), мм	2095×840	1600×840	2364×840	2140×835	2150×840
Высота ложа, мм	540-815	515-790	600-910	528-728	500-775
Макс. нагрузка, кг	225	200	225	275	200
Тренделенбург	Да	Да	Да	Да	Да
Рентгенопр-ть	Опция	Опция	Да	Да	Нет