

Каталка медицинская Nitrocare NTCR SD01 P

ИМ-7.117773

каталка

Nitrocare Medikal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim
Sirketi, Турция



Характеристики

Тип	каталка
Ложе	металлический лист

Дополнительные характеристики

Каталка медицинская гидравлическая NTCR SD 01 P – специализированная больничная каталка, разработанная для безопасного перемещения детей в пределах медицинского учреждения. Модель сочетает в себе компактность, высокую маневренность и надежность гидравлических приводов, обеспечивая комфорт для пациента и удобство для медицинского персонала.

Область применения: педиатрические отделения, детские реанимации, операционные блоки и отделения интенсивной терапии.

Функциональные особенности и преимущества

- **Гидравлическое управление:** плавная регулировка высоты ложа и перевод в положения Тренделенбурга и АнтиТренделенбурга ($14^{\circ}/14^{\circ}$) осуществляются при помощи ножных педалей, расположенных по обеим сторонам каталки.
- **Регулировка секции спины:** подъем спинной секции до 90° обеспечивается гидравлическим приводом (газ-лифтом) и управляется рукояткой в изголовье, которая также может выполнять функцию рычага CPR.
- **Рентгенопрозрачность:** ложе выполнено из съемных секционных панелей HPL (слоистого ламинированного пластика), что позволяет проводить рентгенографические исследования непосредственно на каталке.
- **Безопасность пациента:** модель оснащена складными односекционными боковыми ограждениями рамочно-решетчатого типа, изготовленными из нержавеющей стали. Конструкция выдерживает нагрузку до 100 кг и обеспечивает надежную защиту ребенка при транспортировке.
- **Маневренность и тормозная система:** каталка установлена на четыре одинарных пластиковых колеса диаметром 125 мм с центральной системой блокировки тормозов. Пятое колесо в центре ходовой части (опция) значительно облегчает маневрирование и развороты в узких пространствах.
- **Защита и долговечность:** по углам рамы ложа установлены роликовые бамперы диаметром 90 мм для предотвращения ударов о стены. Каркас выполнен из стальных труб с антистатическим порошковым покрытием, устойчивым к дезинфекции.

Основные параметры модели NTCR SD 01 P

Габаритные размеры (Д×Ш)	1600×840 мм
Размеры ложа (Д×Ш)	1450×600 мм
Диапазон регулировки высоты	515-790 мм
Максимальная нагрузка	200 кг
Угол подъема спинной секции	90°
Положения Тренделенбург / АнтиТренделенбург	14° / 14°
Масса каталки	75 кг
Диаметр колес	125 мм

Возможности индивидуальной комплектации (Опции):

- Матрац из пенополиуретана во влагонепроницаемом чехле (плотность 22-30 или 32-40 кг/м³).
- Телескопическая инфузионная стойка с регулировкой по высоте и держателем для флаконов.
- Съёмная корзина для вещей пациента под ложем (нагрузка до 10 кг).
- Держатель для кислородного баллона и держатель для полотенец.
- Ремни для фиксации пациента в трех точках.
- Держатель рентгеновской кассеты под ложем.
- Интегрированный в раму указатель угла наклона ложа.

Сравнительные характеристики каталок серии SD

Параметр	SD 01	SD 01 P	SD 02	SD 05	SD 08
Назначение	Взрослая	Детская	Для МРТ	Улучшенная	Гигиеническая
Габариты (Д×Ш), мм	2095×840	1600×840	2364×840	2140×835	2150×840
Высота ложа, мм	540-815	515-790	600-910	528-728	500-775
Макс. нагрузка, кг	225	200	225	275	200
Тренделенбург	Да	Да	Да	Да	Да
Рентгенопр-ть	Опция	Опция	Да	Да	Нет