

Каталка медицинская Nitrocare NTCR SD02 для МРТ

ИМ-7.117773

каталка

Nitrocare Medikal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim
Sirketi, Турция



Характеристики

Тип

каталка

Дополнительные характеристики

Каталка медицинская гидравлическая NTCR SD 02 – специализированное многофункциональное устройство, разработанное для перемещения пациентов в пределах медицинских учреждений, с уникальной особенностью — полной совместимостью с кабинетами МРТ-диагностики. Конструкция выполнена из немагнитных материалов, что обеспечивает безопасность использования в зонах с сильным магнитным полем без ущерба для функциональности и комфорта пациента.

Область применения: отделения лучевой диагностики (кабинеты МРТ), операционные блоки, приемные покои и отделения интенсивной терапии.

Функциональные особенности и преимущества

- **МРТ-совместимость:** каркас ложа и ходовая часть изготовлены из специального алюминиевого немагнитного сплава и немагнитной нержавеющей стали. Все элементы управления также выполнены из материалов, не взаимодействующих с магнитным полем.
- **Гидравлическое управление:** плавная регулировка высоты ложа и перевод в положения Тренделенбурга и АнтиТренделенбурга (11°/11°) осуществляются при помощи гидравлических приводов.
- **Регулировка секции спины:** подъем спинной секции до угла 70° обеспечивается гидравлическим газ-лифтом, управление которым осуществляется вручную через специальную рукоятку в изголовье.
- **Безопасность:** каталка оснащена боковыми односекционными ограждениями из немагнитного алюминиевого сплава. Они надежно фиксируются в поднятом состоянии и легко опускаются для доступа к пациенту, выдерживая нагрузку до 100 кг.
- **Маневренность и тормозная система:** модель установлена на четыре одинарных пластиковых колеса диаметром 125 мм с вращением на 360°. Система линейной блокировки позволяет фиксировать два колеса по диагонали для стабилизации каталки.
- **Рентгенопрозрачность:** ложе каталки выполнено из съемных панелей HPL (слоистого ламинированного пластика), что позволяет проводить диагностические исследования непосредственно на каталке.

- **Защита:** по углам рамы ложа установлены дисковые протекторы-бамперы диаметром 125 мм, защищающие оборудование и стены при транспортировке.

Основные параметры модели NTCR SD 02

Габаритные размеры (Д×Ш)	2364×835 мм
Размеры ложа (Д×Ш)	2000×604 мм
Диапазон регулировки высоты	528-728 мм
Максимальная рабочая нагрузка	225 кг
Угол подъема спинной секции	70°
Положения Тренделенбург / АнтиТренделенбург	11° / 11°
Масса каталки	110 кг
Диаметр колес	125 мм

Комплектация и дополнительные принадлежности (Опции):

- Матрац из пенополиуретана (плотность 32-40 кг/м³) в антибактериальном влагонепроницаемом чехле.
- Инфузионная стойка-штатив (на 2 или 4 крючка) с креплением на ложе или ходовой части.
- Держатели для ног и система подголовника для специализированных процедур.
- Слот для вещей пациента, держатели для судна/утки и полотенец.
- Стол для дефибриллятора и держатель для кислородного баллона.
- Ремни для фиксации пациента (комплект 3 шт.).
- Указатель угла наклона ложа, интегрированный в раму.

Сравнительные характеристики каталок серии SD

Параметр	SD 01	SD 01 P	SD 02	SD 05	SD 08
Назначение	Взрослая	Детская	Для МРТ	Улучшенная	Гигиеническая
Габариты (Д×Ш), мм	2095×840	1600×840	2364×840	2140×835	2150×840
Высота ложа, мм	540-815	515-790	600-910	528-728	500-775
Макс. нагрузка, кг	225	200	225	275	200
Тренделенбург	Да	Да	Да	Да	Да
Рентгенопр-ть	Опция	Опция	Да	Да	Нет