

## Каталка медицинская Nitrocare NTCR SD05

ИМ-7.117773

каталка

Nitrocare Medikal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim  
Sirketi, Турция



### Характеристики

---

Тип

каталка

### Дополнительные характеристики

---

**Каталка медицинская гидравлическая NTCR SD 05** представляет собой многофункциональное мобильное устройство усовершенствованной конструкции, предназначенное для интенсивной терапии и безопасной перевозки взрослых пациентов в пределах медицинского учреждения. Модель обеспечивает высокую грузоподъемность, плавность регулировок и расширенные возможности для проведения диагностических процедур.

**Область применения:** отделения интенсивной терапии, реанимационные залы, операционные блоки и приемные отделения.

### Функциональные особенности и преимущества

- **Гидравлическое управление:** плавная регулировка высоты ложа и перевод в положения Тренделенбурга и АнтиТренделенбурга ( $12^{\circ}/12^{\circ}$ ) осуществляются при помощи ножных педалей, расположенных на ходовой части с обеих сторон каталки.
- **Рентгенопрозрачное ложе:** секции основания выполнены из слоистого ламинированного материала (HPL) и оснащены специальным держателем рентгеновской кассеты, который позволяет проводить исследования в любой зоне под ложем каталки.
- **Регулировка секции спины:** подъем спинной секции до угла  $90^{\circ}$  обеспечивается гидравлическим приводом (газ-лифтами) и управляется рукояткой в изголовье, которая также выполняет функцию рычага CPR для экстренного опускания.
- **Повышенная грузоподъемность:** усиленная конструкция рассчитана на максимальную рабочую нагрузку до 275 кг.
- **Скрывающиеся боковые ограждения:** односекционные складные поручни из алюминиевого сплава обеспечивают безопасность пациента (нагрузка до 100 кг) и в сложенном состоянии не препятствуют доступу персонала.
- **Исключительная маневренность:** каталка оснащена колесами увеличенного диаметра 200 мм с центральной системой блокировки и пятым направляющим колесом, облегчающим прохождение поворотов и сложных траекторий.

- **Долговечность и гигиена:** стальной каркас защищен антистатическим полимерным порошковым покрытием толщиной не менее 40 мкм, устойчивым к многократной дезинфекции.

#### Основные параметры модели NTCR SD 05

Габаритные размеры (Д×Ш)	2140×840 мм
Размеры ложа (Д×Ш)	1955×600 мм
Диапазон регулировки высоты	600-910 мм
Максимальная рабочая нагрузка	275 кг
Угол подъема спинной секции	90°
Положения Тренделенбург / АнтиТренделенбург	12° / 12°
Масса каталки	125 кг
Диаметр колес	200 мм

#### Возможности индивидуальной комплектации (Опции):

- Матрац из пенополиуретана во влагоотталкивающем антибактериальном чехле (плотность 22-30 или 32-40 кг/м<sup>3</sup>).
- Телескопическая инфузионная стойка с регулировкой по высоте и 2 или 4 крючками.
- Корзина для вещей пациента (нагрузка до 10 кг) и держатель для кислородного баллона.
- Съёмный столик для дефибриллятора, размещаемый в изножье.
- Держатели для ног и система подголовника для специализированных процедур.
- Ремни для фиксации пациента в трех точках и ограничители для матраца.
- Держатель для полотенец и универсальные держатели принадлежностей.

#### Сравнительные характеристики каталок серии SD

Параметр	SD 01	SD 01 P	SD 02	SD 05	SD 08
Назначение	Взрослая	Детская	Для МРТ	Улучшенная	Гигиеническая
Габариты (Д×Ш), мм	2095×840	1600×840	2364×840	2140×835	2150×840
Высота ложа, мм	540-815	515-790	600-910	528-728	500-775
Макс. нагрузка, кг	225	200	225	275	200
Тренделенбург	Да	Да	Да	Да	Да
Рентгенопр-ть	Опция	Опция	Да	Да	Нет