

## Каталка медицинская Nitrocare NTCR SD08

ИМ-7.117773

каталка

Nitrocare Medikal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim  
Sirketi, Турция



### Характеристики

---

Тип каталка

### Дополнительные характеристики

---

**Каталка медицинская гидравлическая NTCR SD 08** – специализированная гигиеническая каталка, предназначенная для проведения санитарно-гигиенических процедур (мытья) взрослых пациентов в условиях медицинских учреждений. Благодаря использованию коррозионностойких материалов и продуманной системе слива воды модель обеспечивает безопасность и комфорт пациента при проведении ежедневного ухода.

**Область применения:** отделения реанимации и интенсивной терапии, гериатрические центры, хосписы, профильные стационары и учреждения социального обслуживания.

### Функциональные особенности и преимущества

- **Коррозионная стойкость:** основные конструктивные элементы каталки изготовлены из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность изделия при постоянном контакте с водой и агрессивными дезинфицирующими средствами.
- **Гигиеническое оснащение:** ложе укомплектовано специальным полотном из водонепроницаемого материала и встроенным дренажным шлангом для эффективного отвода воды с поверхности в процессе мытья.
- **Гидравлическое управление:** плавная регулировка высоты ложа осуществляется с помощью ножных педалей, расположенных на ходовой части с обеих сторон каталки.
- **Угловые наклоны:** управление положением обратного Тренделенбурга (до 13°) производится с помощью рукоятки в изножье, что позволяет придать телу пациента оптимальное положение для эффективного стока воды.
- **Безопасность пациента:** каталка оснащена складными односекционными ограждениями рамочно-решетчатого типа из нержавеющей стали. Механические замки надежно фиксируют поручни в поднятом положении, предотвращая риск случайного падения.
- **Маневренность и надежность:** модель установлена на четыре одинарных пластиковых колеса диаметром 125 мм. Центральная система блокировки со стороны изголовья позволяет зафиксировать все колеса одновременно или перевести их в линейное положение для движения по прямой.
- **Защитное оснащение:** по углам рамы ложа установлены роликовые бамперы диаметром 125 мм, предохраняющие каталку и стены помещений от повреждений при столкновениях.

## Основные параметры модели NTCR SD 08

Габаритные размеры (Д×Ш)	2150×840 мм
Размеры ложа (Д×Ш)	2000×600 мм
Диапазон регулировки высоты	500-775 мм
Максимальная нагрузка	200 кг
Угол наклона (Обратный Тренделенбург)	13°
Масса каталки	80 кг
Диаметр колес	125 мм

### Возможности индивидуальной комплектации (Опции):

- Колеса увеличенного диаметра 200 мм для улучшения проходимости.
- Рычаг и механизм центральной блокировки для колес диаметром 150 мм и 200 мм.
- Комплект держателей для ног (2 шт.) для проведения специализированных процедур.
- Система подголовника для дополнительной поддержки пациента.
- Планшет для размещения медицинской информации о пациенте.
- Универсальный держатель для крепления дополнительных аксессуаров.
- Держатель рентгеновской кассеты (при необходимости проведения диагностики во влажной среде).

### Сравнительные характеристики каталок серии SD

Параметр	SD 01	SD 01 P	SD 02	SD 05	SD 08
Назначение	Взрослая	Детская	Для МРТ	Улучшенная	Гигиеническая
Габариты (Д×Ш), мм	2095×840	1600×840	2364×840	2140×835	2150×840
Высота ложа, мм	540-815	515-790	600-910	528-728	500-775
Макс. нагрузка, кг	225	200	225	275	200
Тренделенбург	Да	Да	Да	Да	Да
Рентгенопр-ть	Опция	Опция	Да	Да	Нет