

Катетер дренажный Medivice Redon хирургический

ИМ-7.113898

Редона, диаметр по Шарьеру 16 СН, длина 500 мм,
рентгеноконтрастная полоса

Медивайс ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	Редона
Обозначение по Шарьеру	16 СН
Длина катетера	500 мм
Рентгеноконтрастная полоса	Да

Дополнительные характеристики

Катетер дренажный хирургический Medivice Redon предназначен для дренирования послеоперационной раны. Размещается непосредственно в раневой полости с помощью троакара или других инструментов, которые могут применяться для дренирования.

Дренаж имеет равномерные круглые отверстия по всей перфорированной поверхности, что позволяет хирургу обрезать дренаж под разным углом. Соединяется с дренажной емкостью. Имеет рентгеноконтрастную полосу и метки на расстоянии 20-40-60 мм от перфорированного участка.