

## Катетер дренажный Medivice Silicone хирургический

ИМ-7.113898

круглый, диаметр по Шарьеру 10 CH / 12 CH / 15 CH / 21 CH / 24 CH, материал силикон, длина 500 мм

Медивайс ООО, Беларусь



### Характеристики

---

Тип	круглый
Обозначение по Шарьеру	10 CH / 12 CH / 15 CH / 21 CH / 24 CH
Материал	силикон
Длина катетера	500 мм

### Дополнительные характеристики

---

**Катетер дренажный хирургический Medivice Silicone** – силиконовый дренаж с перфорацией по спирали, с коннектором для сильфонов. Коннектор силиконового дренажа подходит к сильфонам-гармошкам на 100 и 400 мл. Мягкий биосовместимый дренаж предназначен для бережного дренирования нежных тканей и применения у сверхчувствительных пациентов.

#### Размеры:

- CH10 / 50 см
- CH12 / 50 см
- CH15 / 50 см
- CH21 / 50 см
- CH24 / 50 см