

## Катетер дуоденальный отсасывающий Левина Ассомедика

ИМ-7.106898/2308

зонд для энтерального питания / дуоденальный,  
материал поливинилхлорид без фталатов, по  
Шарьеру 04 CH / 06 CH / 08 CH / 10 CH / 12 CH / 14 CH  
/ 16 CH / 18 CH / 20 CH / 22 CH / 24 CH / 25 CH / 26 CH  
/ 28 CH / 30 CH / 32 CH / 35 CH / 36 CH, длина зонда  
150-4000 мм, с коннектором, с рентгеноконтрастом

Ассомедика ООО, Беларусь

