

## Катетер Finder pure диагностический неуправляемый 24512

ИМ-7.104083 до 12.05.2021

диагностический, неуправляемый, искривление J-образное, 6F, длина 110 мм, полюсов 4 шт., между полюсами 5-5-5 мм

Osycka Medical GmbH, Германия



### Характеристики

---

Тип	диагностический
Вид	неуправляемый
Тип искривления	J-образное
Диаметр	6F
Длина	110 мм
Количество полюсов	4
Расстояние между полюсами	5-5-5 мм
Длина полюса	2 мм