

Катетер питающий Ассомедика

ИМ-7.106898/2308

зонд для энтерального питания, материал поливинилхлорид без фталатов, по Шарьеру 04 CH / 06 CH / 08 CH / 10 CH / 12 CH / 14 CH / 16 CH / 18 CH / 20 CH / 22 CH / 24 CH / 25 CH / 26 CH / 28 CH / 30 CH / 32 CH / 35 CH / 36 CH, длина зонда 50-2000 мм, с коннектором, с рентгеноконтрастом

Ассомедика ООО, Беларусь

