

Катетер Sirius диагностический управляемый 28428

ИМ-7.104083 до 12.05.2021

диагностический, управляемый, искривление С-образное, 6F, длина 110 мм, диаметр наконечника 45 мм, полюсов 10 шт., между полюсами 2-5-2 мм



Osyпка Medical GmbH, Германия

Характеристики

Тип	диагностический
Вид	управляемый
Тип искривления	С-образное
Диаметр	6F
Длина	110 мм
Диаметр наконечника	45 мм
Количество полюсов	10
Расстояние между полюсами	2-5-2 мм