

## Катетер урологический Galmed Тиманна

ИМ-7.105280 до 04.05.2022

Нелатона, наконечник Тиманна, мужской / женский, размер 6-26 Ch, длина 40 см

Galmed Wytwornia Sprzetu Medycznego, Польша



### Характеристики

Тип	Нелатона
Наконечник	Тиманна
Назначение	мужской / женский
Размер	6-26 Ch
Длина катетера	40 см

### Описание

#### Катетер урологический Galmed с концом по Тиманну

- Изготовлены из медицинского ПВХ твердости ок. 76° ShA
- Матовая поверхность
- Одноразового использования
- Стерилизованные этиленоксидом
- Цвет коннектора является кодом диаметра катетера

размер	диаметр	Длина	Номер каталожный	цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	710604000	
CH8	2,8 mm	400 mm	710804000	
CH10	3,3 mm	400 mm	711004000	
CH12	4,0 mm	400 mm	711204000	
CH14	4,7 mm	400 mm	711404000	
CH16	5,3 mm	400 mm	711604000	
CH18	6,0 mm	400 mm	711804000	
CH20	6,7 mm	400 mm	712004000	
CH22	7,3 mm	400 mm	712204000	
CH24	8,0 mm	400 mm	712404000	
CH26	8,7 mm	400 mm	712604000	