

## Катетер торакальный Redax прямой, 500 мм, силикон

ИМ-7.107866 до 07.10.2024

прямой, дистальный конец открытый, материал  
силикон, размер 12 / 15 / 18 / 21 / 24 / 28 / 30 / 33 / 36  
CH/Fr, диаметр 4.0 мм / 5.0 мм / 6.0 мм / 7.0 мм / 8.0  
мм / 9.3 мм / 10.0 мм / 11.0 мм / 12.0 мм, длина  
катетера 500 мм, без троакара

Redax S.p.A., Италия

