

Катетер торакальный Redax изогнутый, 450 мм, ПВХ

ИМ-7.107866 до 07.10.2024

изогнутый, дистальный конец открытый, материал поливинилхлорид, размер 16 / 20 / 24 / 28 / 30 / 32 / 36 / 40 CH/Fr, диаметр 5.3 мм / 6.6 мм / 8.0 мм / 9.3 мм / 10.0 мм / 10.6 мм / 12.0 мм / 13.3 мм, длина катетера 450 мм, без троакара

Redax S.p.A., Италия

