

Катетер умбиликальный Vygon 1274.17

ИМ-7.112138 до 28.06.2027

двухпросветный, венозный доступ, полиуретан,
размер 5 Fr, скорость потока дистального просвета 7
мл/мин, проксимального просвета 9 мл/мин, длина
катетера 400 мм, зажим, в упаковке 10 шт.

Vygon S.A., Франция



Характеристики

Тип	двухпросветный
Доступ	венозный
Материал	полиуретан
Размер	5 Fr
Скорость потока дистального просвета	7 мл/мин
Скорость потока проксимального просвета	9 мл/мин
Длина катетера	400 мм
Объем заполнения	030 мл
Просветы	дистальный и проксимальный, 2 × 19G
Зажим	Да
Количество в упаковке	10 шт.

Дополнительные характеристики

Полностью рентгеноконтрастный полиуретановый венозный катетер с 2 отверстиями, используется для неотложных чрезвычайных ситуаций на короткий период. Имеет сглаженный дистальный кончик. Сантиметровая градуировка. Проксимальные удлинительные полиуретановые трубки длиной 5 см с зажимом. Исключает необходимость дополнительных венепункций в период использования катетера, что повышает комфорт новорожденных.