

Кислородный концентратор Oxywise O9

ИМ-7.108222 до 06.02.2025

56 л/мин, стационарный, концентрация O₂ до 95±2%,
давление на выходе 4 бар

Oxywise s.r.o., Словакия



Характеристики

Производительность	56 л/мин
Тип	стационарный
Подача кислорода	непрерывная
Максимальная концентрация кислорода	95±2%
Давление на выходе	4 бар

Дополнительные характеристики

Генератор кислорода Oxywise O9 используется для производства кислорода из сжатого воздуха на основе технологии короткоцикловой адсорбции и предоставляет потребителю высоконадежный и недорогой альтернативный источник кислорода, позволяющий экономить на затратах, с которыми обычно связано традиционное обеспечение кислородом.

Стандартные характеристики:

- Система управления с цветным 4-дюймовым сенсорным экраном Siemens
- Автоматический старт / стоп
- Встроенный анализатор, обеспечивающий непрерывный контроль чистоты кислорода
- Высокая надежность – установка рассчитана на непрерывную эксплуатацию
- Легко выдерживает колебания давления
- Надежная конструкция, трубопровод из нержавеющей стали (AISI316)
- Хранение данных на USB-накопителе

Выходной поток кислорода	56 л/мин (3.4 м³/ч)
Чистота кислорода	95±2%
Давление кислорода на входе	7.5 бар
Давление кислорода на выходе	4 бар
Габариты (В×Ш×Г)	1927×780×820 мм
Масса	350 кг
Номинальное напряжение / Частота	230 В / 50 Гц

В каждой модели могут быть оптимизированы под конкретные условия производства (т.е. под спецификации по скорости потока, чистоте и давлению кислорода) такие параметры, как типоразмер компрессора, рабочий цикл, а также другие внутренние технологические параметры.

Комплектация:

- генератор кислорода;
- компрессор;
- фильтры;
- осушитель воздуха;
- ресивер воздуха;
- регулятор выходного давления;
- клапан-водоотделитель;
- резервуар буферный для кислорода.