

Клапаны для подачи медицинских газов Flow Meter

ИМ-7.117316

клапан, O₂ / N₂O / Air 400 / N₂ / CO₂ / Vac

Flow Meter, Италия



Характеристики

Тип	клапан
Газы	O ₂ / N ₂ O / Air 400 / N ₂ / CO ₂ / Vac

Описание

Терминальные блоки Flow Meter для медицинских сжатых газов и вакуума – это точки, позволяющие операторам в больницах подключать медицинские приборы к газораспределительным системам.

Функциональные особенности:

- Специфичность газа для обеспечения безопасного соединения.
- Цветовая маркировка в соответствии с международными стандартами.
- Доступны конструкции от 1 до 4 штук – в соответствии со стандартами AFNOR NF-S 90-116/NF-DS 90-119, NIST EN ISO 5359, UNI 9507, DIN 13260, BS 5682, SS 875 24 30.
- Возможность настенного или скрытого монтажа.