

Клей хирургический АльбуКард

ИМ-7.104698/2507

объем 5 мл

РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, Беларусь



Характеристики

Стерильный	Да
Объем	5 мл
Состав	4 мл альбумин + 1 мл глутаровый альдегид

Описание

**Клей хирургический «АльбуКард»** – современный биологический адгезив, предназначенный для обеспечения надежного гемостаза, герметизации сосудистых анастомозов и укрепления мягких тканей. Благодаря оптимальному сочетанию скорости и степени полимеризации, состав эффективно защищает швы от механических повреждений и предотвращает протекание крови, воздуха и других биологических жидкостей, таких как ликвор, моча или желудочный сок.

Состав и характеристики набора

Тип устройства	Двуполостной шприц однократного применения SDL X05-04-95
Общий объем	5 мл
Компоненты	• Альбумин – 4 мл • Глутаровый альдегид – 1 мл
Наконечники	3 миксера (смесителя) MLX2.5-16-SW

Область применения и возможности

- Используется как самостоятельное средство или в дополнение к стандартным методам (сшивание, скобы, заплаты) для герметизации мягких тканей.
- Обеспечивает герметичность швов при работе с крупными и мелкими сосудами.
- Применяется для укрепления мест рассечения тканей после сшивания.
- Нетоксичен и приготовлен из высококачественного сырья (альбумин человека), прошедшего строгий контроль на отсутствие инфекционных заболеваний.