

## Клинический электрический молокоотсос FISIO PRO

молокоотсос, электрический, размер 360×250×180 мм,  
масса 4 кг

DTF medical, Франция



### Характеристики

---

Вид	молокоотсос
Тип	электрический
Размер	360×250×180 мм
Масса	4 кг
Комплектация	<ul style="list-style-type: none"><li>- основной прибор (Электрический молокоотсос FISIO PRO) (1шт.);</li><li>- набор для сцеживания KOLOR® (1шт.);</li><li>- воронка KOLOR® размер 24L (1шт.);</li><li>- контейнер для сбора и хранения грудного молока, 100 мл (1шт.);</li><li>- крышка контейнера для хранения грудного молока (1шт.);</li><li>- соединительная трубка (1шт.);</li><li>- флакон-переходник (1шт.).</li></ul>

### Дополнительные характеристики

---

Молокоотсос Kitett® FISIO PRO предназначен для использования только в медицинских учреждениях.  
Помогает становлению и поддержанию необходимого уровня лактации.