


Клипатор для эндоскопической хирургии модели VClip® 0301-07LE

ИМ-7.110577 до 16.09.2026

эндоскопический, размер большой (L), угол 50-60°,
размер лигируемых структур 3.5-7.5 мм, клипаторы
изогнутые

Grena Ltd., Великобритания



Характеристики

Вид	эндоскопический
Типоразмер	большой (L)
Угол	50-60 °
Рекомендуемые размеры лигируемых структур	3.5-7.5 мм
Профиль	изогнутые

Дополнительные характеристики

Инструмент VClip® предназначен для наложения титановых клипс Vclip на сосуды, протоки и подобные структуры в ходе эндовидеохирургических (лапароскопических / торакоскопических) вмешательств. Изготовлен из прочной высоколегированной медицинской стали. Изделие неразборное. Инструмент выпускается трех видов для четырех размеров клипс. Имеет цветовую маркировку, соответствующую цветовой кодировке картриджей с клипсами. Вращение ствола клипатора на 360 градусов. Бранши клипатора обе активные.