

Клипатор для открытой хирургии модель VClip® 0301-07M15 / 0301-07M20 / 0301-07M28

ИМ-7.110577 до 16.09.2026

хирургический, размер средний (М), длина 150 мм / 200 мм / 280 мм, угол 50-60°, размер лигируемых структур 1.0-2.5 мм, клипаторы изогнутые

Grena Ltd., Великобритания



Характеристики

Вид	хирургический
Типоразмер	средний (М)
Длина инструмента	150 мм / 200 мм / 280 мм
Угол	50-60 °
Рекомендуемые размеры лигируемых структур	1.0-2.5 мм
Профиль	изогнутые

Дополнительные характеристики

Инструмент VClip® предназначен для наложения титановых клипс Vclip на тканевые структуры и сосуды во время открытых хирургических вмешательств. Изготовлен из прочной высоколегированной нержавеющей стали. Наличие компенсатора усилий. Кольца рукояток клипатора имеют цветовую маркировку, соответствующую цвету картриджа. Для обеспечения хорошей визуализации бранши изогнуты под углом 15 градусов.