


Клипсы лигирующие Welfare Medical полимерные

ИМ-7.109929 до 06.05.2026

полимер неабсорбируемый, ML / L / XL, в кассете 6 шт.

Welfare Medical Limited, Великобритания



Харктеристики

Материал	полимер неабсорбируемый
Размер	ML / L / XL
Количество в кассете	6 шт.

Описание

Клипсы лигирующие полимерные Welfare Medical – неабсорбируемые клипсы из полимера, предназначенные для лигирования сосудов при лапароскопических и открытых операциях. Полимер биологически инертен, нетоксичен и устойчив к деградации в тканях.

Материал рентгенопрозрачен, неэлектропроводен и не создаёт помех при КТ, МРТ и рентгенологической диагностике.

Клипсы и кассеты цветокодированы по размеру – это упрощает подбор совместимого аппликатора (открытого или эндоскопического, включая удлинённые на 45 см и угловые модификации).

Размеры и упаковка

Код	Размер	Сосуд	Цвет	В кассете	В упаковке
WM-PC230	ML	3-10 мм	Зелёный	6 шт.	14 кассет
WM-PC240	L	5-13 мм	Фиолетовый	6 шт.	14 кассет
WM-PC250	XL	7-16 мм	Жёлтый	6 шт.	14 кассет