

Клипсы лигирующие Welfare Medical титановые

ИМ-7.109929 до 06.05.2026

титан, S / M / ML / L, в кассете 6 шт.

Welfare Medical Limited, Великобритания



Харктеристики

Материал	титан
Размер	S / M / ML / L
Количество в кассете	6 шт.

Описание

Клипсы лигирующие титановые Welfare Medical – стерильные, одноразовые (для одного пациента), изготовлены из титана. V-образная форма клипсы предназначена для лигирования трубчатых структур – сосудов и органов – при лапароскопических и открытых хирургических вмешательствах.

Чистый титан обеспечивает надёжную окклюзию сосуда и не имеет эффекта памяти формы, что исключает раскрытие клипсы после наложения. Материал биологически инертен, рентгенопрозрачен и немагнитен – совместим с МРТ-диагностикой.

Клипсы цветокодированы по размеру для быстрого подбора совместимого аппликатора – открытого или эндоскопического, в том числе удлинённого (45 см) для бариатрической хирургии.

Размеры и упаковка

Код	Размер	Цвет	Клипс в кассете	В упаковке
WM-100	Маленький	Синий	6 шт.	36 кассет
WM-200	Средний	Белый	6 шт.	36 кассет
WM-300	Средне-крупный	Зелёный	6 шт.	20 кассет
WM-400	Крупный	Жёлтый	6 шт.	20 кассет