

## Клипсы полимерные Welfare Medical WM-PC230

ИМ-7.109929 до 06.05.2026

средне-большие, ткань 3-10 мм, в картридже 6 шт.

Welfare Medical Limited, Великобритания



### Харктеристики

---

Размер клипсы	средне-большие
Размерный ряд тканевой структуры	3-10 мм
Количество в картридже	6 шт.

### Дополнительные характеристики

---

**Полимерные хирургические клипсы Welfare Medical** изготовлены из долговременного, нерассасывающегося полимера, который является инертным, нетоксичным, рентгеноневидимым. Форма изогнутая, конструкция клипсы пружинящая гибкая, с внутренним замком.

#### Области применения:

- Общая хирургия.
- Колоректальная хирургия.
- Урологическая хирургия.
- Гинекология.

#### Клипсы WM-PC230

Размер: средне-большие.

Цвет: зеленый.

Диапазон сосудов: 3-10 мм.

В картридже: 6 клипс.

В упаковке: 14 картриджей.