

Клипсы полимерные Welfare Medical WM-PC240

ИМ-7.109929 до 06.05.2026

большие, ткань 5-13 мм, в картридже 6 шт.

Welfare Medical Limited, Великобритания



Харктеристики

| | |
|----------------------------------|---------|
| Размер клипсы | большие |
| Размерный ряд тканевой структуры | 5-13 мм |
| Количество в картридже | 6 шт. |

Дополнительные характеристики

Полимерные хирургические клипсы Welfare Medical изготовлены из долговременного, нерассасывающегося полимера, который является инертным, нетоксичным, рентгеноневидимым. Форма изогнутая, конструкция клипсы пружинящая гибкая, с внутренним замком.

Области применения:

- Общая хирургия.
- Колоректальная хирургия.
- Урологическая хирургия.
- Гинекология.

Клипсы WM-PC240

Размер: большие.

Цвет: фиолетовый.

Диапазон сосудов: 5-13 мм.

В картридже: 6 клипс.

В упаковке: 14 картриджей.