

## Клипсы титановые LigaV® средние-большие (ML) 0301-01ML

ИМ-7.110578 до 16.09.2026

средне-большие, клипатор 1.16-1.32 мм, размер лигируемых структур 2.5-4.0 мм, в картридже 6 шт.

Grena Ltd., Великобритания



### Харктеристики

---

Размер клипсы	средне-большие
Совместимость с клипатором	1.16-1.32 мм
Рекомендуемые размеры лигируемых структур	2.5-4.0 мм
Количество в картридже	6 шт.