

Клипсы титановые V-образные Welfare Medical WM100

ИМ-7.109929 до 06.05.2026

малые, клипатор 5.9-6.5 мм, в картридже 6 шт.

Welfare Medical Limited, Великобритания



Харктеристики

Размер клипсы	малые
Совместимость с клипатором	5.9-6.5 мм
Количество в картридже	6 шт.

Дополнительные характеристики

Титановые лигирующие клипсы V-образной формы Welfare Medical предназначены для окклюзии кровеносных сосудов или различных протоков с целью предотвращения потока жидкости в организме во время лапароскопической и общей хирургической операции.

Изготовлены из биоинертного, апиrogenного, гипоаллергенного титана, что обеспечивает минимальную тканевую реакцию.

Клипсы WM100

Размер: маленький.

Цвет: синий.

Совместимость с размером зажима клипаппликатора: 5.9-6.5 мм.

Количество: 6 клипс в картридже.

Упаковка: 36 картриджей.

Область применения: открытая и эндоскопическая хирургия.