

Коагулятор ERBE VIO 3

ИМ-7.105155/2411

электрохирургический, режимы коагуляция / резание,
коагуляция биполярная / монополярная, частота
излучения 0.35 МГц

ERBE Elektromedizin GmbH, Германия



Характеристики

Область применения	гастроэнтерология / гинекология / дерматология / косметология / малая хирургия / ЛОР / пластическая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Частота излучения	0.35 МГц
Выходная мощность	- макс. мощность разреза: 400 Вт на 300 Ом - макс. мощность коагуляции: до 360 Вт
Размеры	415×215×375 мм
Масса	12 кг

Дополнительные характеристики

VIO® 3 спроектирован таким образом, чтобы обеспечить оптимальное удобство для пользователя благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Размер сенсорного экрана говорит сам за себя: с рабочего дисплея хирург всегда имеет четкое представление обо всех элементах управления. В качестве навигатора «stepGUIDE» VIO® 3 предлагает для различных вмешательств подходящие, испытанные пользователями, начальные установочные параметры. Их можно только слегка настроить или изменить.