

Колоновидеоскоп EC-590WM4

ИМ-7.103831 до 26.02.2021

видеоскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального  
конца 12.8 мм, инструментальный канал 3.8 мм,  
вводимая часть 12.8 мм, рабочая длина 1330 мм

FUJIFILM Corporation, Япония



Характеристики

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Вид                             | видеоскоп |
| Направление обзора              | 0 °       |
| Угол поля зрения                | 140 °     |
| Изгиб дистальной части вверх    | 180 °     |
| Изгиб дистальной части вниз     | 180 °     |
| Изгиб дистальной части вправо   | 160 °     |
| Изгиб дистальной части влево    | 160 °     |
| Глубина резкости                | 3-100 мм  |
| Диаметр дистального конца       | 12.8 мм   |
| Инструментальный канал          | 3.8 мм    |
| Наружный диаметр вводимой части | 12.8 мм   |
| Общая длина                     | 1630 мм   |
| Рабочая длина                   | 1330 мм   |

Дополнительные характеристики

Видеоколоноскоп EC-590WM4 предназначен для диагностических исследований и рутинных операций на нижних отделах ЖКТ. Модель оснащена передовой оптикой и матрицей SuperCCD, которые формируют изображение высокой яркости и чёткости. При подключении к процессорам Fujifilm серии EPX врач может воспользоваться спектральным выделением цветом, легко выбирая нужный режим переключателем на рукоятке. Цветовая дифференциация помогает отличить патологически изменённые ткани от здоровых и выявить заболевание на начальной стадии. Эндоскоп обладает повышенной манёвренностью благодаря технологии ColoAssist, придающей зонду ступенчатую гибкость.