

## Коловорот по HUDSON KA 070

ИМ-7.115731

коловорот, длина 270 мм

Nora instruments Medizintechnik GmbH, Германия



### Характеристики

---

Тип	коловорот
Длина	270 мм
Комплектующие	Комплект из 5 фрез и насадки-удлинителя: <ul style="list-style-type: none"><li>- бор конический, Ø 9.0 мм (KA 070/01)</li><li>- бор конический, Ø 14.0 мм (KA 070/02)</li><li>- бор, Ø 16.0 мм (KA 070/03)</li><li>- бор, Ø 22.0 мм (KA 070/09)</li><li>- трепан плоский по Cushing, Ø 14.0 мм (KA 070/05)</li><li>- насадка-удлинитель (KA 070/05)</li></ul>