

## Кольпоскоп ZMIR KC-02-100 Классик

ИМ-7.114476

оптический кольпоскоп, светодиод, рабочее расстояние 300 мм, 2.52х-30.15х, подключение камеры

Здоровый Мир ООО, Россия



### Характеристики

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Вид                | оптический кольпоскоп |
| Источник света     | светодиод             |
| Освещенность       | 60000 Лк              |
| Рабочее расстояние | 300 мм                |
| Увеличение         | 2.52х-30.15х          |
| Подключение камеры | Да                    |

### Описание

**Кольпоскоп KC-02-100 Классик** – компактный и бюджетный кольпоскоп на прямом штативе. Отличается высокой надежностью, удобством и доступной ценой. Специально спроектирован для компактного использования. Кольпоскоп приспособлен для работы с большинством моделей гинекологических кресел.

**Фокусное расстояние:** 300 мм

**Увеличение:** 2.52х-30.15х (пятиступенчатое)

**Изменение диоптрий:** от -5 до +5 дптр

**Освещенность:** 60 000 Лк (LED)

**Срок службы ламп:** 60 000 часов

- ☐ В кольпоскоп встроен зелёный фильтр для лучшей визуализации патологических субэпителиальных сосудов и эпителиальных структур
- ☐ Прямой штатив не занимает много места и удобен при использовании в небольших кабинетах
- ☐ Возможность регулировки высоты оптической головки позволяет подстраивать ее на необходимую высоту для комфортной работы врача
- ☐ Мобильное H-образное основание, 4 колеса с системой фиксации для обеспечения более стабильного положения прибора при исследовании

**Возможна установка видеокomплекса и программного обеспечения.**