

Кольпоскоп ZMIR KC-02-201 Эконом

ИМ-7.114476

оптический кольпоскоп, светодиод, рабочее
расстояние 263 мм, 5х-32.4х

Здоровый Мир ООО, Россия



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	светодиод
Освещенность	60000 Лк
Рабочее расстояние	263 мм
Увеличение	5х-32.4х

Описание

Кольпоскоп KC-02-201 Эконом – экономичный и компактный кольпоскоп на прямом штативе. Приспособлен для работы с большинством моделей гинекологических кресел.

Фокусное расстояние: 250 мм

Увеличение: 5х-32.4х (плавное)

Изменение диоптрий: от -5 до +5 дптр

Освещенность: 60 000 Лк (LED)

Срок службы ламп: 60 000 часов

- ☐ В кольпоскоп встроен зелёный фильтр для лучшей визуализации патологических субэпителиальных сосудов и эпителиальных структур
- ☐ Прямой штатив не занимает много места и удобен при использовании в небольших кабинетах
- ☐ Возможность регулировки высоты оптической головки позволяет подстраивать ее на необходимую высоту для комфортной работы врача
- ☐ Мобильное пятилучевое основание, 5 колёс с системой фиксации для обеспечения более стабильного положения прибора при исследовании

Без возможности подключения видеокомплекса