

Комплект для лазерной вапоризации (декомпрессии) межпозвоночного диска neoV

ИМ-7.109562 до 16.02.2026

оптический наконечник, область применения
эндоскопия, диаметр 400 мкм, игла 18G / 20G

neoLaser, Израиль



Характеристики

Для лазерных систем	neoV
Вид	оптический наконечник
Характеристика назначения	для лазерной вапоризации (декомпрессии) межпозвоночного диска
Область применения	эндоскопия
Применяется с оборудованием	- Аппарат лазерный медицинский neoV
Диаметр	400 мкм
Размер иглы по Gauge	18G / 20G

Дополнительные характеристики

Технические характеристики:

- волокна WF;
- 400 мкм;
- Y-соединитель;
- игла 20G и игла 18G.