

Комплект электродов Bayonette LLETZ ELLMAN стерилизуемый/одноразовый

ИМ-7.105160 до 03.04.2022

набор электродов, режим монополярный, тип
квадратный / петлевой / шариковый, одноразовое /
многоразовое использование, в упаковке 5 шт.

CYNOSURE, INC., США



Характеристики

Вид	набор электродов
Режим	монополярный
Применение	гинекология
Тип электрода	квадратный / петлевой / шариковый
Вариант использования	одноразовое / многоразовое
Количество в упаковке	5 шт.

Описание

Комплект электродов Bayonette LLETZ (5 в упак.), стерилизуемый. Кат. № W35.

Комплект электродов Bayonette LLETZ (5 в упак.), одноразовый. Кат. № W35D.

- шариковый электрод Bayonette, Ø 5 мм;
- эндоцервикальный квадратный электрод Bayonette, 8 мм;
- петлевой электрод Bayonette LLETZ, 15 мм;
- петлевой электрод Bayonette LLETZ, 20 мм;
- петлевой электрод Bayonette LLETZ, 25 мм.