

Комплект электродов для радиоволновой мукотомии ELLMAN

ИМ-7.105160 до 03.04.2022

набор электродов, режим монополярный, для мукотомии, тип квадратный, рабочая часть 8 мм / 10 мм / 12 мм, в упаковке 3 шт.

CYNOSURE, INC., США



Характеристики

Вид	набор электродов
Режим	монополярный
Применение	ЛОР
Тип операции	для мукотомии
Тип электрода	квадратный
Рабочая часть	8 мм / 10 мм / 12 мм
Количество в упаковке	3 шт.

Описание

Комплект из 3 электродов для мукотомии (H141, H142, H143). Кат. № H140