

Комплект электродов для тонзиллотомии Ace-Tip™ ELLMAN

ИМ-7.105160 до 03.04.2022

набор электродов, режим монополярный, для тонзиллотомии, тип игольчатый / петлевой, в упаковке 3 шт.

CYNOSURE, INC., США



Характеристики

Вид	набор электродов
Режим	монополярный
Применение	ЛОР
Тип операции	для тонзиллотомии
Тип электрода	игольчатый / петлевой
Количество в упаковке	3 шт.

Описание

Комплект электродов для тонзиллотомии Ace-Tip™ (3 в упак. – TNAEEE284, TNAEE285, TNAEE287). Кат. № TNAEE286